


Wb、Elisa用抗Mrrfモノクローナル抗体 - Q96E11

商品番号: CM0007551



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのMRRFウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット試料中のミトコンドリアリボソームリサイクル因子を検出します。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRRFウサギモノクローナル抗体
備考／別名	RRF ; MRFF ; MTRRF ; MRRF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92399
GeneID	92399
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96E11
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷バッグ