

抗Ms4A14 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ja4

商品番号: CM0002621

前書き

ヒトMS4A14（Q96JA4）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの性能が検証済みで、ラットに対して交差反応性を示します。膜受容体複合体やシグナル伝達経路の研究用途に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MS4A14 Rabbit mAb
備考／別名	MS4A16; NYD-SP21; MS4A14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84689
GeneID	84689
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMS4A14（Q96JA4）のアミノ酸150-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q96JA4
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤