

Anti-Ms4A4A ウサギポリクローナル抗体 - Ms4A4A

商品番号: CM0022257

前書き

マウスMs4a4aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスサンプル中のMs4a4aに関する研究において高い特異性を発揮します。免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Ms4a4a ウサギ pAb
備考/別名	EG666907; Ms4a4a
宿主種	ウサギ
遺伝子ID (マウス)	666907
ヒトオルソログ遺伝子ID	51338
免疫原	マウスMs4a4a (NP_001297260.1) のアミノ酸150-236以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
配送	氷袋