

Wb、Elisa用抗Ms4A7ポリクローナル抗体 - Q9Gzw8

商品番号: CM0015520

前書き

ヒトMS4A7を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスと交差反応します。シグナル伝達、単球分化、組織発現プロファイリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MS4A7 Rabbit pAb
備考/別名	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	58475
GeneID	58475
免疫原	ヒトMS4A7（NP_067024.1）のアミノ酸100-200領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9GZW8
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋梱包