

Wb、Elisa用抗Ms4A8Bポリクローナル抗体 - Q9By19

商品番号: CM0017753

前書き

CamelBioは、WB/ELISA用として検証済みの抗MS4A8Bポリクローナル抗体を提供しています。本抗体は、造血組織で発現する4回膜貫通タンパク質であるヒトMS4A8Bを標的とし、シグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MS4A8BウサギpAb
備考/別名	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83661
遺伝子ID	83661
免疫原	ヒトMS4A8B (NP_113645.1) のアミノ酸100～200に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BY19
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤入りバッグ