


Wb、Elisa用抗Msh2モノクローナル抗体 - P43246

商品番号: CM0008440



前書き

ヒトMSH2（DNAミスマッチ修復タンパク質Msh2）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAにご使用いただけます。分子量105

kDaのヒト、マウス、ラットMSH2タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSH2 ウサギmAb
別名	FCCL1; COCA1; HNPCC; LCF2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; MSH2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4436
遺伝子ID	4436
免疫原	ヒトMSH2 (P43246) のアミノ酸1~100番の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43246
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷剤