


Wb、If/Icc、Elisa用抗Msh2ポリクローナル抗体 - P43246

商品番号: CM0012954



前書き

ヒトMSH2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。DNAミスマッチ修復、がん研究、細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSH2ウサギpAb
備考／別名	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; MSH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4436
遺伝子ID	4436
免疫原	ヒトMSH2のアミノ酸1〜300 (NP_000242.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43246
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ