


抗Msh2ウサギポリクローナル抗体（Koバリデーション済）、Wb・If/Icc・Ip ・Elisa用 - P43246

商品番号: CM0022618



前書き

KOバリデーション済のウサギ由来ポリクローナル抗MSH2抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫沈降、ELISAに適しています。DNAミスマッチ修復の中心的タンパク質であるヒトおよびラットのMSH2を検出し、癌研究およびゲノム安定性研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] MSH2 Rabbit pAb
別名	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4436
GeneID	4436
免疫原	ヒトMSH2 (NP_000242.1) のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P43246
タンパク質分子量	105kDa
輸送方法	氷袋