

Anti-Msh4 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O15457

商品番号: CM0025133

前書き

WBおよびELISA用のウサギポリクローナルMSH4抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。MSH4は減数分裂組換えと染色体分離に不可欠であり、減数分裂および生殖能力研究における重要な研究ツールとなります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSH4 Rabbit pAb
備考/別名	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
種	ヒト
遺伝子ID	4438
免疫原	ヒトMSH4（NP_002431.2）のアミノ酸697-936に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O15457
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ