

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Msh6ウサギモノクローナル抗体 - P52701

商品番号: CM0006364



前書き

DNAミスマッチ修復研究用のノックアウト検証済みMSH6ウサギモノクローナル抗体。用途：WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA。ヒト、マウス、ラットと反応。約153 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[ノックアウト検証済み] MSH6ウサギmAb
別名／エイリアス	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRCS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2956
GeneID	2956
免疫原	ヒトMSH6 (NP_000170.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52701
タンパク質分子量	153 kDa
配送	保冷剤