

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Msh6ウサギポリクローナル抗体 - P52701

商品番号: CM0021938



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギ抗MSH6ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMSH6（DNAミスマッチ修復タンパク質）を検出します。MMR研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSH6 ウサギ pAb
備考/別名	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC3; MSH6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2956
遺伝子ID	2956
免疫原	ヒトMSH6 (NP_000170.1) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52701
タンパク質分子量	153kDa
輸送	保冷バッグ