

抗Msh6ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P52701

商品番号: CM0020670



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用途に対応した高品質なMSH6に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラット、サルサンプル中のMSH6を検出します。DNAミスマッチ修復研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] MSH6 ウサギ pAb
別名	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRCS3; MSH6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2956
GeneID	2956
免疫原	ヒトMSH6 (NP_000170.1) のアミノ酸1~100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル (MK)
SWISS	P52701
タンパク質分子量	153kDa
発送方法	氷袋