

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Msin3Aモノクローナル抗体 - Q96St3

商品番号: CM0007315

前書き

ヒトmSin3A（SWISS Q96ST3）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写抑制および概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	mSin3AウサギmAb
備考／別名	WTKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25942
遺伝子ID	25942
免疫原	合成ペプチド ヒトmSin3A（Q96ST3）のアミノ酸1174～1273内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96ST3
タンパク質分子量	145kDa
配送	保冷バッグ