

抗Msl1ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q68Dk7

商品番号: CM0020973



前書き

ヒトMSL1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ヒストンアセチル化、クロマチン安定性、遺伝子量補償経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSL1 ウサギpAb
別名	MSL-1; MSL1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	339287
遺伝子ID	339287
免疫原	ヒトMSL1 (NP_001012241) のアミノ酸210～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q68DK7
タンパク質分子量	67kDa
配送方法	保冷剤