


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Msmbラビットモノクローナル抗体 - P08118

商品番号: CM0008600



前書き

ヒトβ-
マイクロセミノプロテイン（MSMB）に対する高品質なラビットモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスMSMBと交差反応します。前立腺および精漿の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MSMB Rabbit mAb
備考/別名	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
種	ヒト
遺伝子ID	4477
免疫原	合成ペプチド ヒトMSMB（P08118）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08118
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋