


抗Msp/Mst1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P26927

商品番号: CM0016863



前書き

ヒトMSP/MST1（肝細胞増殖因子様タンパク質）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。マクロファージ刺激や肝再生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSP/MST1 ウサギpAb
備考/別名	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	4485
GeneID	4485
免疫原	ヒトMSP/MST1（NP_066278.3）のアミノ酸200～500番を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26927
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	保冷剤