

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Msr1ウサギポリクローナル抗体 - P21757

商品番号: CM0017796



前書き

ヒトMSR1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。50 kDaのタンパク質を検出します。動脈硬化症および自然免疫におけるマクロファージスカベンジャー受容体機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSR1ウサギpAb
備考/別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
種	ヒト
GeneID	4481
免疫原	ヒトMSR1 (NP_619729.1) の192-451アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21757
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ