

Wb、If/Icc、Elisa用抗Msra（Pmsr）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uj68

商品番号: CM0014420

前書き

MSRA（メチオニンスルホキシドレダクターゼA）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。酸化ストレス防御に重要なミトコンドリアおよび細胞質の修復酵素を標的としています。分子量は26 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSRA ウサギpAb
別名	PMSR; MSRA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4482
GeneID	4482
免疫原	ヒトMSRA（NP_036463.1）のアミノ酸24～235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJ68
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤