

## 抗Msrblポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nzv6

商品番号: CM0027858



### 前書き

ヒトMSRB1（セレノプロテインX）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのMSRB1と反応します。酸化ストレス、アクチン動態、自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | MSRB1 ウサギ pAb                                             |
| 備考／別名       | SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1 |
| 由来種         | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 51734                                                     |
| GeneID      | 51734                                                     |
| 免疫原         | ヒトMSRB1 (NP_057416.1) のアミノ酸1-94番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質      |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 適用          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | Q9NZV6                                                    |
| タンパク質分子量    | 13kDa                                                     |
| 輸送方法        | 氷袋                                                        |