

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Msrb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3D2

商品番号: CM0026426

前書き

ヒトMSRB2（ミトコンドリアメチオニン-R-スルホキシド還元酵素、酸化ストレス防御に関与）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSRB2 ウサギ pAb
備考/別名	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22921
遺伝子ID	22921
免疫原	ヒトMSRB2（NP_036360.3）のアミノ酸10-182に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D2
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ