


Wb・Elisa用抗MsrB3ウサギモノクローナル抗体 - Q8IXL7

商品番号: CM0002898



前書き

WBおよびELISA用のMSRB3ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。酸化ストレス、メチオニン還元、難聴の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSRB3 ウサギmAb
別名/略称	DFNB74; MSRB3
対象種	ヒト
遺伝子ID	253827
免疫原	ヒトMSRB3（Q8IXL7）のアミノ酸50～192番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXL7
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋