


Wb、If/Icc、Elisa用抗MsrB3ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ixl7

商品番号: CM0026814



前書き

MSRB3（メチオニンR-スルホキシドレダクターゼB3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAの用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。酸化ストレスおよび難聴の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSRB3 ウサギpAb
別名/略称	DFNB74; MSRB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	253827
GeneID	253827
免疫原	ヒトMSRB3 (NP_001026849.1) のアミノ酸1-185番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXL7
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋