


抗Mst1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13043

商品番号: CM0023708



前書き

ウサギポリクローナル抗MST1

(STK4)抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Hippoシグナル伝達、アポトーシス、がん研究の検討に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MST1 Rabbit pAb
備考／別名	KRS2; MST1; YSK3; STK4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6789
遺伝子ID	6789
免疫原	ヒト MST1 (NP_006273.1) のアミノ酸303～487番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13043
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋