


Anti-Mst1/Stk4 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13043

商品番号: CM0023659



前書き

ノックアウト（KO）検証済みのウサギポリクローナル抗体で、ヒトMST1/STK4（KRS2、MST1、YSK3）を認識します。WBおよびELISAで確認済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Hippoシグナル伝達およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MST1/STK4 Rabbit pAb
備考/別名	KRS2; MST1; YSK3; K4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6789
遺伝子ID	6789
免疫原	ヒトMST1/STK4 (NP_006273.1) のアミノ酸303-487に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13043
タンパク質分子量	56kDa
配送条件	氷袋