


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Mst1/Stk4 ウサギポリクローナル抗体 - Q13043

商品番号: CM0029899



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、IP、ELISA用として検証済みの、高品質な抗MST1/STK4ウサギポリクローナル抗体。アポトーシスおよびHippoシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MST1/STK4 ウサギ pAb
備考/別名	KRS2; MST1; YSK3; K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6789
GeneID	6789
免疫原	ヒトMST1/STK4 (NP_006273.1) のアミノ酸303-487に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13043
タンパク質分子量	56 kDa
輸送	保冷バッグ