


WbおよびElisa用Anti-Msy2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2T7

商品番号: CM0019814



前書き

ヒトMSY2（Y-box-binding protein 2、DBPC、CSDA3、CONTRIN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。内在性MSY2を約39 kDaで検出します。生殖細胞生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSY2 Rabbit pAb
備考/別名	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
種	ヒト
遺伝子ID	51087
免疫原	ヒトMSY2 (NP_057066.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2T7
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ