


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Mt-Atp6ポリクローナル抗体 - P00846

商品番号: CM0021705



前書き

ヒトMT-

ATP6 (ATP合成酵素F(0)サブユニットa) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに適用可能。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ATP6 ウサギpAb
備考/別名	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4508
遺伝子ID	4508
免疫原	ヒトMT-ATP6 (YP_003024031.1) のアミノ酸1~100の配列内に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00846
タンパク質分子量	25 kDa
輸送	保冷バッグ