


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mt-Atp8ポリクローナル抗体 - P03928

商品番号: CM0019232



前書き

MT-

ATP8ウサギポリクローナル抗体（ATPase8）は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ミトコンドリアATP合成酵素の機能および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ATP8 ウサギ pAb
備考/別名	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
種	ヒト
遺伝子ID	4509
免疫原	ヒトMT-ATP8（YP_003024030.1）のアミノ酸1-68に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03928
タンパク質分子量	8 kDa
輸送	保冷バッグ