


## ウェスタンブロット (Wb)、免疫組織化学 (パラフィン切片; Ihc-P)、Elisa 用 Anti-Mt-Co3 ウサギ Pab - P00414

商品番号: CM0022567



### 前書き

MT-CO3 (シトクロムcオキシダーゼサブユニット3) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAに適しています。ミトコンドリア呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメーター     | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | MT-CO3 ウサギ pAb                                  |
| 備考/別名      | COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3                      |
| 種          | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4514                                            |
| 遺伝子ID      | 4514                                            |
| 免疫原        | ヒトMT-CO3 (YP_003024032.1) のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                       |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS      | P00414                                          |
| タンパク質分子量   | 30kDa                                           |
| 発送         | 保冷バッグ                                           |