


Anti-Mt-Cyb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P00158

商品番号: CM0025409



前書き

マウスMT-

CYB（シトクロムb）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア呼吸鎖および酸化的リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-CYB Rabbit pAb
備考/別名	CYTB; MT-CYB
種	マウス
GeneID (ヒト)	4519
GeneID	17711
免疫原	マウスMT-CYB (NP_904340.1) のアミノ酸3-103以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00158
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ