


Anti-Mt-Nd1 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa) - P03886

商品番号: CM0005204



前書き

ヒトMT-

ND1に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体Iの機能研究に適しており、タンパク質分子量は約36kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND1 ウサギmAb
別名	MTND1, ND1, MT-ND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4535
GeneID	4535
免疫原	ヒトMT-ND1 (P03886) のアミノ酸1〜100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P03886
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤