


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mt-Nd2 ポリクローナル抗体 - P03891

商品番号: CM0023453



前書き

ヒトMT-

ND2（NADH脱水素酵素サブユニット2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。複合体Iのコアサブユニット。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND2 ウサギ pAb
備考/別名	MTND2; ND2; MT-ND2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4536
遺伝子ID	4536
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03891
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ