


Anti-Mt-Nd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P03897

商品番号: CM0023992



前書き

ヒトMT-

ND3（ミトコンドリア複合体Iのコアサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア機能および呼吸鎖障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND3 Rabbit pAb
備考/別名	MTND3; ND3; MT-ND3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4537
GeneID	4537
免疫原	ヒトMT-ND3 (YP_003024033.1) のアミノ酸1-70以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03897
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋