


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mt-Nd4 ウサギポリクローナル抗体 - P03905

商品番号: CM0024506



前書き

MT-ND4 (NADH脱水素酵素サブユニット4) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリア複合体Iの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND4 ウサギ pAb
備考/別名	MTND4; ND4; MT-ND4
種	ヒト
GeneID	4538
免疫原	ヒトMT-ND4 (YP_002124311.1) のアミノ酸401-459に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03905
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ