


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Mt-Nd4L ウサギポリクローナル抗体 - P03901

商品番号: CM0020069



前書き

ヒトMT-

ND4L（ミトコンドリアNADH脱水素酵素サブユニット4L）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。複合体Iおよびミトコンドリア疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MT-ND4L ウサギ pAb
備考/別名	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4539
遺伝子ID	4539
免疫原	ヒトMT-ND4L (AXQ02532.1) のアミノ酸40番からC末端に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P03901
タンパク質分子量	11kDa
配送	保冷バッグ