


WbおよびElisa用Anti-Mt-Nd5ウサギポリクローナル抗体 - P03915

商品番号: CM0014111



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された、NADH脱水素酵素サブユニット5（MT-ND5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原はマウスMT-ND5ペプチドに由来します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND5 Rabbit pAb
備考/別名	ND5; MT-ND5
種	マウス
GeneID (ヒト)	4540
GeneID	17721
免疫原	マウスMT-ND5 (NP_904338.1) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03915
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋