


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mt-Nd5 ウサギポリクローナル抗体 - P03915

商品番号: CM0021821



前書き

ヒトMT-

ND5に反応するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAアプリケーション用に設計されています。

マウスおよびラットと交差反応性があります。ミトコンドリア機能、複合体Iのアセンブリ、およびミトコンドリア疾患に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND5 ウサギ pAb
備考/別名	MTND5; ND5; MT-ND5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4540
GeneID	4540
免疫原	ヒトMT-ND5 (YP_003024036.1) のアミノ酸500-600領域に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03915
タンパク質分子量	67kDa
発送	氷袋