


抗Mt-Nd5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用） - P03915

商品番号: CM0029054



前書き

MT-

ND5（NADH脱水素酵素サブユニット5）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体Iの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND5 ウサギpAb
略称/別名	ND5; MT-ND5
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	4540
遺伝子ID（マウス）	17721
免疫原	合成ペプチド マウスMT-ND5（NP_904338.1）のアミノ酸500～607番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03915
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤