


Anti-Mt-Nd6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

商品番号: CM0011829



前書き

ヒトMT-

ND6 (NADH脱水素酵素サブユニット6) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。19 kDaのタンパク質を検出し、ミトコンドリア複合体Iの研究および疾患研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND6 Rabbit mAb
備考/別名	MTND6; ND6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4541
GeneID	4541
免疫原	ヒトMT-ND6 (YP_003024037.1) のアミノ酸134-150内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P03923
タンパク質分子量	19 kDa
配送	アイスバッグ