


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mt-Nd6 ウサギ ポリクローナル抗体 - P03923

商品番号: CM0018801



前書き

ヒトMT-ND6（ミトコンドリア複合体Iのサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリア疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND6 ウサギ pAb
備考/別名	MTND6; ND6; MT-ND6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4541
GeneID	4541
免疫原	ヒトMT-ND6（YP_003024037.1）のアミノ酸80-174に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03923
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ