

## Anti-Mt2A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P02795

商品番号: CM0020420



### 前書き

本ウサギポリクローナル抗体はヒトMT2A（メタロチオネイン-2A）を標的とし、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。金属恒常性および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | MT2A ウサギpAb                                       |
| 備考／別名      | MT2, MT-2, MT-II, MT2A                            |
| 対象種        | ヒト                                                |
| GeneID（ヒト） | 4502                                              |
| GeneID     | 4502                                              |
| 免疫原        | ヒトMT2A（NP_005944.1）のアミノ酸1-61番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS      | P02795                                            |
| タンパク質分子量   | 6kDa                                              |
| 発送方法       | 保冷剤同梱                                             |