


WbおよびElisa用抗Mta1ウサギポリクローナル抗体 - Q13330

商品番号: CM0012986



前書き

ヒトMTA1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。がん転移に関連するNuRD複合体の構成因子および転写共調節因子であるヒトおよびマウスMTA1（約81 kDa）を検出します。がん生物学および遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTA1ウサギpAb
備考／別名	MTA1
種	ヒト
GeneID	9112
免疫原	ヒトMTA1（NP_004680.2）のアミノ酸600～700内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13330
タンパク質分子量	81 kDa
配送方法	保冷剤