

WbおよびElisa用Anti-Mta3ポリクローナル抗体 - Q9Btc8

商品番号: CM0024228

前書き

ヒトMTA3に対するウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反
応性あり。クロマチンリモデリングおよび上皮構造に
関与するNuRD複合体の主要構成要素を標的とします
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTA3 ウサギ pAb
備考/別名	MTA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57504
GeneID	57504
免疫原	ヒトMTA3 (NP_065795.1) のアミノ酸40-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BTC8
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ