


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Mtap モノクローナル抗体 - Q13126

商品番号: CM0002668



前書き

ヒトMTAP（S-メチル-5'-チオアデノシンホスホリラーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。ポリアミン代謝およびがん研究に適しています。分子量 31kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTAP ウサギ mAb
備考/別名	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4507
遺伝子ID	4507
免疫原	ヒトMTAP (Q13126) のアミノ酸184-283に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13126
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ