


Wb、If/Icc、Elisa用抗Mtapポリクローナル抗体 - Q13126

商品番号: CM0023523



前書き

MTAP (S-メチル-5'-チオアデノシンホスホリラーゼ) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ポリアミン代謝およびメチオニン回収経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTAP ウサギ pAb
別名	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
対象種	ヒト
GeneID	4507
免疫原	ヒトMTAP (NP_002442.2) のアミノ酸1-283番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13126
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋梱包