


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mtapウサギポリクローナル抗体 - Q13126

商品番号: CM0017787



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのMTAPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMTAPを検出します。メチオニン回収経路、ポリアミン代謝、がんの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTAP ウサギpAb
別名	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
生物種	ヒト
GeneID	4507
免疫原	ヒトMTAP (NP_002442.2) のアミノ酸1〜283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13126
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷剤