

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mtch1ポリクローナル抗体 - Q9NZj7

商品番号: CM0028515

前書き

ヒトMTCH1（ミトコンドリアキャリアホモログ1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。アポトーシスやミトコンドリアタンパク質挿入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCH1 ウサギ pAb
備考/別名	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23787
GeneID	23787
免疫原	ヒトMTCH1 (NP_001258570.1) のアミノ酸100～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ7
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	保冷剤