

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mtch2ポリクローナル抗体 - Q9Y6C9

商品番号: CM0014617

前書き

ヒトMTCH2（ミトコンドリア外膜インサターゼおよびアポトーシス受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウト（KO）検証済み；WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのサンプルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MTCH2 Rabbit pAb
備考/別名	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23788
GeneID	23788
免疫原	ヒトMTCH2 (NP_055157.1) のアミノ酸30-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6C9
タンパク質分子量	33 kDa
配送	氷袋