

Anti-Mtco1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P00395

商品番号: CM0019510



前書き

ヒトMTCO1（シトクロムcオキシダーゼサブユニット1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、ミトコンドリア病や生体エネルギー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCO1 ウサギpAb
備考／別名	COI; MTCO1; COX1
対象種	ヒト
GeneID	4512
免疫原	ヒトMTCO1 (YP_002124304.1) のアミノ酸400～500番付近の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00395
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤