

Wb用 抗Mtco2（Cox2）ウサギモノクローナル抗体 - P00403

商品番号: CM0006156



前書き

ヒト、マウス、ラットに反応するMTCO2（COX2）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。酸化的リン酸化に必須のミトコンドリアチトクロームcオキシダーゼサブユニット2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCO2 ウサギmAb
備考/別名	COX2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	17709
GeneID	17709
免疫原	合成ペプチド（マウスMTCO2（NP_904331.1）のアミノ酸101～200内の配列に対応する合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00403
タンパク質分子量	26 kDa
輸送条件	保冷バッグ